

## **DER GATSBY – Welcome back to the future**

**Schweizer Industriedesign – TÜV-Zulassung als Medizinprodukt**

**Swiss Engineering und Medizinprodukte Zulassung sowie TÜV und FDA garantieren ein absolutes Spitzenprodukt in revolutionärem Design.**

**Der Gatsby erinnert an das legendäre Ford-T-Modell, welches im Jahr 1926 noch gebaut wurde. Vintage Mobility macht mit dem Gatsby den ersten Schritt zu einer echten Klassik Familie.**

**Das Produkt wurde in der Schweiz entwickelt und in China unter Schweizer Leitung produziert. Das Qualitätssystem erfüllt die höchsten Ansprüche an Medizinprodukte und garantiert die weltweite Zulassung als Medizinprodukt nach FDA, TÜV etc.**

### **Produktdetails:**

- Schweizer Industriedesign
- Luxuskomponenten
- Captains Sitz, neuestes Design im Retrolook
- Armlehnen abklappbar
- Abschliessbarer Stauraum

### **Technische Daten:**

- 950 W Motor
- 8 Amp Ladegerät
- Steuerung 120 Amp S-drive
- 24 VDC Motor
- Duales Bremssystem
- Maximaler Neigungswinkel: 15°
- Länge: 1550 mm
- Breite: 665 mm
- Höhe: 1300 mm
- Geschwindigkeit 10 km/h
- Reichweite: bis ca. 50 km



**Erhältliche Farben: Klassisch-schwarz, Metallic-rot oder Jaguar-grün**