

Le GATSBY – Welcome back to the future

Design industriel suisse – agrément TÜV en tant qu'appareil médical

L'ingénierie suisse et l'approbation des dispositifs médicaux, ainsi que le TÜV garantissent un produit haut de gamme dans le design révolutionnaire.

Le Gatsby rappelle le légendaire Fort-T-modèle qui était encore en cours de construction pendant l'année 1926.

Le produit a été développé en suisse et fabriqué en chine sous la direction de la suisse. Le système de qualité répond aux exigences les plus élevées en matière de dispositifs médicaux et garantit l'approbation mondiale en tant que dispositif médical. Nous répondons également à toutes les normes nationales indépendantes, partout dans le monde.

Détails du produit:

- design industriel suisse
- composants de luxe
- siège capitaines dernier design au look rétro
- accoudoirs rabattable
- espace de rangement verrouillable

Données technique:

- moteur 950 W
- chargeur 8 Amp
- commande 120 Amp S-drive
- moteur 24 VDC
- double système de freinage
- angle d'inclinaison max.: 15°
- longueur: 1550 mm
- largeur: 665 mm
- hauteur: 1300 mm
- vitesse 10 km/h
- autonomie: jusqu'à environs 50 km



Disponible en : noir classique, rouge metallic ou vert