

# Presence

Der Oxford Presence wurde entworfen, um nahezu alle Patientenumlagerungen zu bewältigen. Ebenso wie der Stature-Lift kann der Presence Patientinnen und Patienten sowohl vom Boden anheben als auch Transfers zu höher gelegenen Flächen bewältigen. Die hohe sichere Traglast von 227 kg und der aussergewöhnliche Hebebereich machen den Presence-Lift zu einem echten Multitalent.



## Manuelle oder elektrische Aufhängungen

Manuelle oder elektrische Aufhängungen dienen der Neupositionierung der Patientinnen und Patienten.



## Optionale Waage

Der Presence kann mit einer Klasse III digitalen Niedrigprofilwaage ausgestattet werden. Leicht und intuitiv in der Bedienung, ist die digitale Waage ideal für die Patientenüberwachung.



## Elektrisches Fussteil

Das elektrische Fussteil ermöglicht es der Pflegefachkraft, die Fahrbeine zu öffnen oder zu schliessen, ohne sich dabei zu verbiegen oder zu verrenken.



## Fuss-Anschubfeld

Das Fuss-Anschubfeld dient dazu, die Kraft zu reduzieren, die benötigt wird, um den fest stehenden Lift vorwärts zu bewegen.

Technische Daten		
Sichere Traglast		227 kg
Maximale Gesamtlänge		1460 mm
Minimale Gesamtlänge		1400 mm
Maximale Gesamthöhe		2065 mm
Minimale Gesamthöhe		1460 mm
Fahrbeine geöffnet – Externe Breite		1150 mm
Fahrbeine geöffnet – Interne Breite		1020 mm
Fahrbeine geschlossen – Externe Breite		670 mm
Fahrbeine geschlossen – Interne Breite		550 mm
Gewichtsdaten		
Mast, Fuss & Hubteil		37,0 kg
Batterie		3,0 kg
Insgesamt		40,0 kg
Fussteil		20,0 kg
Mast & Hubteil (ohne Batterie)		17,0 kg
Preis	Beschreibung	Art. Nr.
Fr. 3810.40	Patientenlift Presence	041-0010
Fr. 553.90	4-P. Man. Aufhängung	041-0011
Fr. 1690.00	4-P. Elektr. Aufhängung	041-0013
Fr. 2276.95	Digitale Waage	041-0012