

Journey

Der Journey-Lift ist eine ultrakompakte, trag- und zusammenklappbare Standhilfe mit bestmöglicher Funktionalität. Seine Kompaktheit und Leichtigkeit ermöglichen es dem Pflegepersonal, auf engstem Raum zu manövrieren. Da er sich zusammenklappen lässt, kann er leicht aufbewahrt und transportiert werden. Dank des einzigartigen regulierbaren "Kuhhorn"mechanismus ist das Gerät für Patientinnen und Patienten von unterschiedlicher Statur und Grösse geeignet, so dass Ihre Einrichtung nur einen Lift benötigt, um die Bedürfnisse vieler zu befriedigen. Aufgrund des besonders sorgfältigen Produktdesigns konnten die Bedürfnisse sowohl der Pflegekräfte als auch der Patientinnen und Patienten berücksichtigt werden.



Einmaliges, zusammenklappbares Design

Journeys einzigartiges, zusammenklappbares Design erlaubt es, ihn für eine einfache Lagerung aufzustellen. Das kompakte Design bietet auch eine ideale Grösse zum Transport. Es ist die einzige Aufstehhilfe auf dem Markt, die sich zusammenklappen lässt.



Regulierbares Kuhhorn

Der einzigartige regulierbare Kuhhornmechanismus ist für Patientinnen und Patienten unterschiedlicher Statur und Grösse geeignet. Er ist zudem ideal für Transfers aus niedrigen Stühlen.



Regulierbares Kniepolster

Das geformte Kniepolster lässt sich leicht verstellen für einen maximalen Patientenkomfort.



Schutzrollen

Unsere neu gestalteten Schutzrollen gewähren Ihrem Journey-Lift zusätzlichen Schutz.



Technische Daten	
Sichere Traglast	155 kg
Maximale Gesamtlänge	1000 mm
Minimale Gesamtlänge	935 mm
Maximale Gesamthöhe	1600 mm
Minimale Gesamthöhe	1130 mm
Fahrbeine geöffnet – Externe Breite	970 mm
Fahrbeine geöffnet – Interne Breite	875 mm
Fahrbeine geschlossen – Externe Breite	685 mm
Fahrbeine geschlossen – Interne Breite	590 mm

Gewichtsdaten	
Mast, Fuss & Hubteil	37,4 kg
Batterie	2,8 kg
Insgesamt	40,2 kg
Fussteil	18,2 kg
Mast & Hubteil (ohne Batterie)	19,2 kg

Preis	Beschreibung	Art. Nr.
Fr. 3190.00	Stehlift Journey	041-0042